

ENDOSCOPE FLUSHING

HỆ THỐNG VỆ SINH- TIỆT TRÙNG ỐNG SOI MỀM



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG

Số 09, Đường Số 15, KDC Him Lam, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM

Tel: (08) 62 567 888

Fax: (08) 62 569 888

Email: info@minhlongtech.com.vn

Website: www.minhlongtech.com.vn

ENDOSCOPE FLUSHING:

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng về vấn đề vệ sinh, tiết trùng ống soi tiêu hóa mềm, Công ty chúng tôi cho ra đời Hệ Thống Vệ Sinh Tiết Trùng Ống Soi Mềm, với mục đích đảm bảo các kênh luôn được tưới rửa liên tục trong suốt quá trình vệ sinh, đảm bảo vệ sinh và chống tình trạng thường xuyên nghẹt kênh khí/nước, hệ thống có nhiều chế độ chỉnh thời gian bơm rửa khác nhau phù hợp cho từng giai đoạn, hiển thị bằng màn hình LED , có chức năng kiểm tra rò rỉ ống soi, phù hợp cho tất cả ống soi của Olympus, Fujinon, Pentax.

Đặc tính kỹ thuật:

- Hệ thống gồm 4 bồn ngâm dung dịch , có thể kéo trượt dễ dàng
- Hệ thống đặt trên bốn bánh xe có khóa, tiện cho việc di chuyển
- Bồn ngâm có thể tháo lắp dễ dàng
- Bồn ngâm được thiết kế nhỏ gọn , phù hợp với ống soi để tiết kiệm dung dịch



Đặt tính kỹ thuật:

- Thiết kế 6 ngõ ra độc lập, có thể bơm rửa cùng lúc 2 ống soi
- Với 3 chế độ bơm tự động và 1 chế độ chỉnh bằng tay
- Hiển thị bằng màn hình LED
- Có chức năng kiểm tra rò rỉ ống soi
- Kích thước (D x R x C) : 300 x 280 x 150 mm
- Trọng lượng : 7.5 Kg
- Nguồn điện : 220 V/ 50 Hz



Đặc tính kỹ thuật:

- Kích thước (D x R x C) : 600 x 400 x 130 mm
- Dung tích ngâm : 5 lít – 7.5 lít